



LATTICE MEDICAL

Soft Tissue Reconstruction



VISIÈRE DE PROTECTION

développée dans le cadre de l'urgence de la crise sanitaire du COVID-19

- Matériaux utilisés : Acide polylactique (PLA) et Polychlorure de vinyle (PVC)
- Imprimée en 3D
- Emballée sous sachet polypropylène et carton
- Poids : 12 à 14g.

4 € HT / visière
20 € HT de frais de port

A commander sur <https://www.lattice-medical.com/covid-19/>


CONTENU DU KIT

- Feuille de PVC transparente A4 150µm pré-percée avec 4 trous
- Support plastique PLA imprimé en 3D
- Notice d'assemblage



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Chaque visière est emballée et à usage personnel. L'assemblage est réalisé par l'utilisateur. A utiliser avec précautions. Ce dispositif est un instrument de protection contre les projections (ex: gouttelettes). L'équipement peut être nettoyé avec un désinfectant de surface. Un élastique peut être ajouté à l'arrière pour améliorer la tenue.

Pour plus d'informations, veuillez lire la notice d'utilisation 



LATTICE MEDICAL
Tél : 09 73 79 84 12
80 rue du Docteur Yersin
59 120—LOOS
France

Utilisation du fichier 3D sous licence développé par la société 3Verkstan
<http://www.youmagine.com/designs/26808>
REF : ADV_20200428_01